

사용 시 주의사항

전문가 사용

1. 체외 진단용으로만 사용한다.
2. 제품은 1~30℃에 보관하고 냉동시키지 않는다.
3. 파우치가 손상을 입었거나 봉인이 파손된 경우 제품을 사용하지 않는다.
4. 유효기간은 패키지에 표기되어 있으며, 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 않는다.
5. 개봉 후 즉시 사용한다.
6. 전문가 사용
 - 가. 정확한 결과를 얻으려면 사용방법을 정확히 따라야 한다.
 - 나. 해당 제품의 사용자는 관련 교육을 받아야 하며 실험실 절차에 대한 경험이 있어야 한다.
7. 제품 구성품에 의한 잠재적 교차 오염과 폐기물, 잠재적으로 오염된 물질에 의한 생물학적 감염물은 사용 후 즉시 감염성 폐기함에 폐기해야 한다.
8. 검체의 취급 및 보관 시 주의사항
 - 1) 용혈이 심하거나 미생물에 오염된 검체는 부정확한 결과를 나타낼 수 있으므로 주의한다.
 - 2) 침전물이 있는 혈장 또는 혈청 검체는 검사 결과가 일관성이 없을 수 있으므로 검사 전에 여과하여 사용한다.
 - 3) 검체는 미지의 바이러스나 HBV 감염원으로서의 위험성을 내포하고 있으므로 취급에 주의하며, 감염 가능한 물질의 취급 시에는 일회용 장갑을 사용하고 취급 후 손을 깨끗이 씻는다. 실험에 사용한 고형폐기물은 121℃에서 1시간 이상 고압증기멸균하여 폐기한다.
 - 4) 검체 보관기간이 1일 미만인 경우에는 2~8℃에, 3일 이상인 경우에는 -20℃ 이하로 보관한다.
9. 감염의 조기 진단이나 헌혈 혈액 검사에 적합하지 않습니다.