

사용시 주의사항

전문가 사용

1. 체외진단용으로만 사용한다.
2. 보관중인 디바이스가 습기에 노출되면 제품의 성능이 저하될 수 있으므로 사용 직전에 개봉하고, 개봉 후 즉시 사용한다.
3. 유효기간이 경과한 시약은 사용하지 않는다.
4. 제품과 구성품은 냉동시키지 않는다.
5. 파우치가 손상을 입었거나 봉인이 파손된 경우 제품을 사용하지 않는다.
6. 검체는 미지의 바이러스나 세균 감염원으로서의 위험성을 내포하고 있으므로 취급에 주의하며, 감염 가능한 물질의 취급시에는 일회용 장갑을 사용하고 취급후 손을 깨끗이 씻는다.
7. 실험에 사용한 고형폐기물은 121℃에서 1 시간 이상 고압증기 멸균하여 폐기한다.
8. 본 제제는 클라미디아 항원 검출에 관한 1 차적인 스크리닝 목적으로 고안된 진단시약으로서 간편하고 신속한 방법으로 결과를 얻을 수 있으나 보다 정밀한 원리의 고안된 원리의 검사법과는 검출 감도면에서 차이를 보일 수 있다.

본 문서는 열람용으로, 무단 복제와 배포를 금지합니다.