

사용시 주의사항

1. 체외진단용으로만 사용한다.
2. 정확한 결과를 얻으려면 사용 방법을 정확히 따라야 한다.
3. 해당 제품은 전문가용 제품입니다.
4. 해당 제품의 사용자는 관련 교육을 받아야 하며 실험실 절차에 대한 경험이 있어야 한다.
5. 제품 구성품에 의한 잠재적 교차 오염과 폐기물, 잠재적으로 오염된 물질에 의한 생물학적 감염물은 사용 후 즉시 감염성 폐기함에 폐기해야 한다.
6. 보관 중인 검사용 제품은 온도와 습도에 민감하므로 사용 직전에 개봉하고, 개봉 후 즉시 사용한다.
7. 방습포 또는 튜브가 손상을 입었거나 봉인이 파손된 경우 제품을 사용하지 않는다.
8. 유효기간은 패키지에 표기되어 있으며, 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 않는다.
9. 검체의 취급 및 보관 시 주의사항
 - 1) 용혈이 심하거나 미생물에 오염된 검체는 부정확한 결과를 나타낼 수 있으므로 주의한다.
 - 2) 검체는 미지의 바이러스나 HBV 감염원으로서의 위험성을 내포하고 있으므로 취급에 주의하며, 감염 가능한 물질의 취급 시에는 일회용 장갑을 사용하고 취급 후 손을 깨끗이 씻는다. 실험에 사용한 고형폐기물은 121℃에서 1 시간 이상 고압증기멸균하여 폐기한다.
 - 3) 검체 보관기간이 1 일 미만인 경우에는 2~8℃에, 3 일 이상인 경우에는 -15℃이하로 보관한다.
10. 감염의 조기 진단이나 헌혈 혈액 검사에 적합하지 않습니다.