

사용시 주의사항

전문가 사용

1. 체외 진단용으로만 사용한다.
2. 개봉 후 즉시 사용한다.
3. 파우치가 손상을 입었거나 봉인이 파손된 경우 제품을 사용하지 않는다.
4. 제품과 구성품은 냉동시키지 않는다.
5. 본 제품은 습기에 매우 민감하므로 검사용 스트립의 습기 노출에 의한 성능 저하에 특히 주의한다.
6. 정확한 결과를 얻기 위해서는 사용설명서에 따라 시험해야 한다.
7. 10분 이후에는 부정확한 결과를 초래할 수 있으므로 10분 이내에 결과를 판독한다.
8. 검체는 미지의 병원성 미생물 감염원으로서의 위험성을 내포하고 있으므로 취급에 주의한다.
9. 감염가능 물질의 취급 시에는 일회용 고무장갑을 사용하고, 취급 후 손을 깨끗이 씻는다.
10. 제품과 구성품에 의한 잠재적 교차 오염과 폐기물, 잠재적으로 오염된 물질에 의한 생물학적 감염물은 사용 후 즉시 감염성 폐기함에 폐기해야 한다.
11. 본 검사는 1회의 시험결과를 기초로 해석되어서는 안 되며, 다른 임상상태와 실험실결과를 함께 이용한 전문의의 판정에 의하여 최종결과가 결정되어야 한다.
12. 유효기간은 패키지에 표기되어 있으며, 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 않는다.
13. 서로 다른 Lot간의 혼용을 하지 않는다.
14. 검체추출액의 뚜껑을 혼용하지 않는다.
15. 이 검사의 검체 채취는 전문가에 의해 행하여져야 정확한 결과를 도출할 수 있다.